




CORONET

CORNEAL GRAFT

A LINHA DE TRÉPANOS COM A LÂMINA 10 VEZES MAIS PRECISA NOS TRANSPLANTES DE CÓRNEA.

A linha de trépanos a vácuo Coronet utiliza as mais modernas tecnologias disponíveis mundialmente, produzindo lâminas com desenhos inovadores e ultra-afiadas, permitindo cortes até 10 vezes mais precisos do que os trépanos tradicionais, superando qualquer expectativa.

Comparação da afiação e perfil da lâmina



LÂMINA DO TRÉPANO CORONET



LÂMINA DE UM TRÉPANO TRADICIONAL

Características da LÂMINA CORONET

- A lâmina mais afiada disponível no mercado;
- Corte bem fino da camada da córnea;
- Precisão no corte vertical, sem marcas no estroma e uma completa redução na distorção do tecido.

10

VEZES MAIS PRECISA

MEDIPHACOS
OPHTHALMIC PROFESSIONALS



PUNCH DOADOR 51-850

O Punch Doador Coronet permite ao cirurgião visualizar a córnea durante todo o procedimento. A base proporciona uma plataforma estável, mantendo o tecido corneano bem fixado e anatomicamente correto para a trepanação do botão doador. Este Punch Doador é fornecido com um trépano descartável e uma capa de proteção do botão.

DIMENSÃO	CÓDIGO
6.75	51-850-6.75
7.00	51-850-7.00
7.25	51-850-7.25
7.50	51-850-7.50
7.75	51-850-7.75
8.00	51-850-8.00
8.25	51-850-8.25
8.50	51-850-8.50
8.75	51-850-8.75
9.00	51-850-9.00
9.25	51-850-9.25
9.50	51-850-9.50

CARACTERÍSTICAS

- Visualização permanente da córnea durante todo o procedimento.
- O botão pode ser manipulado através das “janelas” da base para posicionamento ótimo.
- A base mantém o tecido fixo e seguro durante o procedimento e reduz a ocorrência de bolhas sob o tecido epitelial.
- A exclusiva tecnologia de ultra-afiação Coronet minimiza danos às células endoteliais e evita cortes incompletos.
- A capa de proteção do botão protege o tecido contra contaminação e aderência de partículas durante a transferência para o receptor.



PUNCH DOADOR

TRÉPANO RECEPTOR A VÁCUO 51-840

O trépano receptor a vácuo Coronet apresenta desenho ergonômico e comprimento adequado para permitir fácil acesso mesmo em olhos com órbitas protuberantes. Esse trépano é fornecido em diâmetros diversos e utiliza a exclusiva tecnologia de ultra-afiação Coronet.

DIMENSÃO	CÓDIGO
6.50	51-840-6.50
6.75	51-840-6.75
7.00	51-840-7.00
7.50	51-840-7.50
7.75	51-840-7.75
8.00	51-840-8.00
8.25	51-840-8.25
8.50	51-840-8.50
8.75	51-840-8.75
9.00	51-840-9.00

CARACTERÍSTICAS

- O vácuo criado mantém o trépano firme sobre a superfície da córnea;
- O design diferenciado oferece acesso mais fácil aos olhos;
- A lâmina superfina minimiza e reduz os danos às células endoteliais;
- A marcação milimétrica ajuda na centralização do trépano;
- Superfície com tratamento especial que não reflete a luz;
- Corte progressivo abaixo de 0.063 mm por quarto de volta e 0,252 milímetros por rotação completa.



TRÉPANO RECEPTOR A VÁCUO