



CHEGOU A LENTE
MULTIFOCAL
MAIS INOVADORA DO MERCADO

 **Millennium XC**

 **MEDIPHACOS**
Together to see further



Millennium XC

A Millennium XC é uma lente escleral, o que garante extremo conforto.

A lente possui um perfil de espessura controlado e é fabricada com material de alta permeabilidade.

Seu desenho permite o ajuste de vários parâmetros com independência entre eles:

- O livramento do limbo e o diâmetro total podem ser modificados
- A periferia também pode ser ajustada para se adequar ao formato do olho
- O levantamento axial de borda pode ser modificado em relação ao padrão



*A Millennium XC oferece
opção para pupilas
descentralizadas*






MEDIPHACOS

Together to see further

REDES SOCIAIS

 @mediphacos

mediphacos.com